

Plaques PCR 96 puits SuperPlate ABgene®

- 4 fois plus rigide qu'une plaque PCR standard
- > Elimine les déformations et les problèmes de manipulations robotiques post-PCR
- Marquage alphanumérique noir pour faciliter le pipetage (sauf pour la série AB-2100)
- > Collerette autour de chaque puits pour faciliter le scellage
- ➤ Idéales en combinaison avec l'Absolute blue QPCR
- > Disponible en blanc pour la qPCR
- Polypropylène vierge
- > Paroi extrêmement fine




Plaques PCR SuperPlate 96 puits 1/2 jupe pour ABI (séries AB-2100 et AB-2400)

Compatibles avec tous les appareils ABI (PCR, QPCR, séquenceurs). Série AB-2400 sans rebord pour utiliser des barrettes de bouchons.

| Référence | Série | Marquage alphanumérique | Rebord | Coloris | Unités/ carton | € HT/ carton |
|-----------|---------|----------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------|
| 017232 | AB-2400 | Oui | Non | Naturel | 25 | NC - |
| 017233 | AB-2400 | Oui | Non | Blanc | 25 | NC - |

Plaques PCR SuperPlate 96 puits à jupe Low profile nour ARI (série AR-2800) - Low Profile

| pour Abi (selle Ab-2000) - Low Profile, parfaitement robotisables. | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|---------|----|-----------------|--|
| Référence | Série | Marquage alphanumérique | | | € HT/ carton | |
| 017219 | AB-2800 | Oui | Naturel | 25 | NC - | |
| 017220 | AB-2800 | Oui | Blanc | 25 | NC - | |





Les SuperPlates (AB-2100 ; AB-2400 et AB-2800) sont également disponibles en bleu, vert, violet, rouge ou jaune sur demande.

Table de compatibilité des plaques PCR SuperPlate

| Appareil de QPCR | ABI PRISM® 7000, 7300, 7500, 7700 | ABI PRISM® 7900HT | Mj Opticon™ / Opticon 2™ | Mj Research Chromo 4™ | Techne Quantica® | Eppendorf Mastercycler ep realplex | Bio-Rad iQ™ |
|------------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------|
| ABI-2100 | | • | | • | | • | |
| ABI-2400 | | • | | • | | • | • |
| ABI-2800 | | | • | • | • | • | |

Plaques PCR 384 puits

Plaque rigide en polypropylène vierge. Pour un meilleur scellé, utiliser de préférence des films thermosoudables (EasyPeel, Easy Pierce Strong, cf. thermosoudage, chapitre "Stockage - Screening").

2 modèles:

- plaque à puits coniques volume 25 μl bouchés et 40 μl non bouchés ;
- plaque à grand volume à puits coniques arrondis Mark II (série ABgene AB-0937) volume 40 μ l bouchés et 55 μ l non bouchés.

Grâce à son grand volume par puits, les applications post-PCR peuvent être effectuées directement dans cette plaque sans en changer.

| Référence | Désignation | Unités/ carton | € HT/ carton |
|-----------|---|-------------------|-----------------|
| 016026 | Plaque PCR 384 puits coniques Thermo-Fast | 50 | NC - |
| 016252 | Puits coniques arrondis Mark II | 100 | NC - |





Saisissez la référence sur dulis.be pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR ABgene