

Pointes constituées d'une chambre réservoir et d'un capillaire.

### ➤ Applications

- Usage de tubes profonds
- Dépôts sur gel

## Pointes Gel Loading ultra-micro 10 µl pour Eppendorf

- Compatibles Eppendorf, Socorex
- Grande longueur (totale : 72 mm, capillaire : 25 mm)
- Ø sortie ext. : 0,61 mm ; Ø sortie int. : 0,30 mm
- Sur rack de 204 pointes



Référence	Désignation	Conditionnement	€ HT
077501	Pointe Gel Loading ultra-micro	8 racks de 204	NC -

## Pointes Gel Loading ultra-micro 10 µl universelles

- Compatibles Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohitfamily
- Longueur totale : 57 mm ; longueur capillaire : 25 mm
- Ø sortie ext. : 0,61 mm ; Ø sortie int. : 0,30 mm



	En vrac	Sur rack	Stériles sur rack	Stériles à filtre
Référence	077181	077182	077183	077060
Conditionnement	1000	5 racks de 204	5 racks de 204	5 racks de 204
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

## Pointes Gel Saver 10 µl à capillaire filament

Capillaire ultra pur et souple. Préserve les gels d'électrophorèse.

- Compatibles Eppendorf, Socorex
- Longueur totale : 58 mm ; longueur capillaire : 23 mm



Référence	Conditionnement	€ HT
077503	Le rack de 204 pointes	NC -
077504	Le rack de 204 pointes stériles	NC -

## Pointes Gel Saver 200 µl

- Compatibles avec toutes marques de pipettes 200 µl
- Longueur totale : 68 mm ; longueur capillaire : 25 mm
- Ø sortie ext. : 0,61 mm ; Ø sortie int. : 0,30 mm



### Pointes Gel Saver avec filtre

Volume (µl)	Conditionnement	Stériles sur rack
1 - 20	Référence	5 racks de 204
	€ HT	077062
		NC -
5 - 100	Référence	5 racks de 204
	€ HT	077068
		NC -

Pointes Gel Saver sans filtre Volume 200 µl. Autoclavables.

	En vrac	Sur rack	Stériles sur rack
Référence	077505	077506	077507
Conditionnement	1000	5 racks de 204	5 racks de 204
€ HT	NC -	NC -	NC -