

## Homogénéiseur TissueMaster-125 Omni



- Puissance : 125 W
- Economique pour échantillons de 0,25 à 30 ml
- Moteur à vitesse variable de 5 000 à 35 000 tours/min
- Livré avec une tige de dispersion de 7 mm x 85 mm C189
- La plupart des échantillons sont dispersés en moins d'une minute
- Facile à nettoyer et à démonter
- Portatif et léger
- A manipuler à la main ou à monter sur un statif
- Normes CSA, UL et CE C196
- Bruit inférieur à 72 dB
- Moteur garanti 1 an

Référence	Désignation	€ HT
078053	Homogénéiseur TissueMaster-125 avec tige 7 x 85 mm	NC -

## Homogénéiseur Omni TH



- A tenir à la main ou sur socle
- Pour échantillons de 0,05 à 100 ml
- Léger, ergonomique
- Fourni avec l'outil d'assemblage des sondes/tiges de dispersion et le manuel
- Moteur de 125 W
- Montage des sondes en acier inox EZ connect par bayonnette 1/4 de tour
- Bruit limité à 72 dB
- Vitesse variable de 5 000 à 35 000 tours/min
- Certifié CE et CSA

Pack TH : avec moteur homogénéiseur TH 220 V, 3 tiges EZ-Connect pour broyage fin (5 x 75 mm fond plat (référence 078007), 7 x 115 mm dents de scie (référence 078148) et 10 x 115 mm dents de scie (référence 078150), noix et statif.

Référence	Désignation	€ HT
078000	Pack TH complet	NC -
078001	Homogénéiseur de tissus Omni seul	NC -
078002	Statif	NC -
078003	Tige avec noix de montage	NC -

## Homogénéiseur Omni THQ



- Pour échantillons de 200 µl à 120 ml
- A tenir à la main ou sur statif
- Vitesse variable de 8 000 à 32 000 rpm
- Niveau sonore max. 68 dB
- Moteur de 40 W
- Fourni avec l'outil d'assemblage, la pince pour le statif, le manuel et le kit de démarrage comprenant 12 tiges de dispersion en plastique, 6 pour tissus mous et 6 pour tissus durs ou congelés
- Tige de dispersion :
  - Ø : 7 x 110 mm
  - Vol. de travail recommandé : 0,25 à 30 ml

Référence	Désignation	€ HT
078211	Homogénéiseur THQ	NC -
078002	Statif	NC -

## Homogénéiseur Omni GLH-850



- Pour échantillon de 1,5 ml à 5 l
- Moteur 850 W, garanti 2 ans
- Vitesse variable : 5000 à 25000 rpm
- Niveau sonore : < 72 dB
- Minuteur jusqu'à 9 min 59 sec
- Touche on / off
- Socle inclus
- Certifié CE

Référence	Désignation	€ HT
078146	Homogénéiseur GLH-850 complet avec 3 tiges en inox (10, 20 et 30 mm)	NC -
078147	Moteur seul homogénéiseur GLH-850	NC -