

Plaque PCR 384 puits à jupe universelle ABgene®



- Un seul coin coupé (détrompeur) sur la hauteur en haut à droite
- Ce design modifié lui permet de s'adapter parfaitement dans le séquenceur ABI3730
- Compatible avec tous les thermocycleurs à bloc 384 et tous les séquenceurs 384
- Disponible en blanc pour la PCR quantitative
- En polypropylène vierge




Coloris	Naturel	Bleu	Vert	Violet	Jaune	Rouge	Les	€ HT	Blanc	Les	€ HT
Référence	016558	016666	016667	016668	016669	016670	50	NC -	016672	50	NC -

Film Clear Seal

Référence	Désignation	€ HT
016582	Film Clear Seal 3730 (rouleau de 1000 feuilles)	NC -

Plaques PCR haute performance Armadillo ABgene®



Plaques PCR combinant la rigidité du cadre en polycarbonate avec la finesse des puits en polypropylène.

- Pour une meilleure performance sans que la plaque ne gondole
- Meilleure tenue avec une plus grande stabilité de la plaque en post PCR
- Forme de puits optimisée pour une récupération maximale de l'échantillon
- Marquage alpha numérique plat et collerette surélevée
- Parois fines pour un meilleur transfert de la chaleur
- Deux formats : 96 ou 384 puits
- Avec ou sans code barre 128 ou code barre à façon (nous consulter)
- Disponibles également en puits blancs pour la qPCR

Puits	Cadre	Transparent	Bleu	Vert	Orange	Rouge	Jaune	Unités/ carton	€ HT/ carton
384 puits transparents	A jupe	017808	017809	017810	017811	017812	017813	50	NC -
384 puits blancs	A jupe	017814	017815	017816	017817	017818	017819	50	NC -
384 puits transparents	A jupe et code barre	017820	017821	017822	017823	017824	017825	50	NC -
384 puits blancs	A jupe et code barre	017826	017827	017828	017829	017830	017831	50	NC -
96 puits transparents	A jupe	017832	017833	017834	017835	017836	017837	25	NC -
96 puits blancs	A jupe	017838	017839	017840	017841	017842	017843	25	NC -
96 puits transparents	A jupe et code barre	017844	017845	017846	017847	017848	017849	25	NC -
96 puits blancs	A jupe et code barre	017850	017851	017852	017853	017854	017855	25	NC -
96 puits transparents	Demi-jupe low-profile	017869	017870	017871	017872	017873	017874	25	NC -
96 puits blancs	Demi-jupe low-profile	-	017876	017877	017878	017879	017880	25	NC -
96 puits transparents	Demi-jupe low-profile et code barre	017881	017882	017883	017884	017885	017886	25	NC -
96 puits blancs	Demi-jupe low-profile et code barre	017887	017888	017889	017890	017891	017892	25	NC -
96 puits transparents	Demi-jupe	017893	017894	017895	017896	017897	017898	25	NC -
96 puits blancs	Demi-jupe	017899	017900	017901	017902	017903	017904	25	NC -
96 puits transparents	Demi-jupe et code barre	017905	017906	017907	017908	017909	017910	25	NC -
96 puits blancs	Demi-jupe et code barre	017911	017912	017913	017914	017915	017916	25	NC -

WEB



Saisissez la référence sur dulis.be pour afficher le guide de compatibilité des plaques PCR ABgene