


## Microplaques en vinyl souple Microtiter




En vinyl souple. Fond rond pour améliorer le lavage en technique ELISA, augmenter la sensibilité en fluorescence et faciliter l'observation des réactions d'agglutination.

### ► Applications

#### ► Fixation du complément, agglutination, groupage sanguin

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
047605	Plaque souple en PVC, fond rond	100	NC -
047607	Plaque souple en PVC, fond plat	100	NC -

## Plaques Microtiter transparentes pour Elisa



Plaques pour immuno-essais. Les propriétés de fixation :

- Immulon 1B : fixation moyenne, affinité pour les complexes hydrophobes et les protéines ;
- Immulon 2HB : surface irradiée à fixation forte augmentant l'affinité de fixation des protéines et complexes hydrophiles ;
- Immulon 4 HBX : surface irradiée à fixation très forte, en résine spéciale offrant une capture maximale des protéines.

### ► Applications surfaces à fixation moyenne

#### ► Anticorps monoclonaux et polyclonaux, protéines, peptides, immunoglobulines, lipides, lipoprotéines

### ► Applications surfaces à fixation forte

#### ► Anticorps monoclonaux et polyclonaux, protéines, peptides, acides aminés, polysaccharides, glycoprotéines, immunoglobulines

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
047608	Plaque Immulon 1B, fond plat	50	NC -
047609	Plaque Immulon 1B, fond rond	50	NC -
047610	Plaque Immulon 2HB, fond plat	50	NC -
047611	Plaque Immulon 2HB, fond rond	50	NC -
047612	Plaque Immulon 4HBX, fond plat	50	NC -

## Plaques Microtiter noires et blanches pour fluorescence



Propriétés de fixation :

- Microfluor 1 noir : offre un très faible bruit de fond en fluorescence ;
- Microfluor 2 noir : plaque irradiée pour une fixation accrue et un très faible bruit de fond en fluorescence ;
- Microfluor 1 blanche : très haut pouvoir réfléchissant de la lumière et un bruit de fond réduit en fluorescence ;
- Microfluor 2 blanche : plaque irradiée pour une fixation accrue et un bruit de fond réduit en fluorescence.

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
047617	Plaque noire Microfluor 1, fond plat	50	NC -
047619	Plaque noire Microfluor 2, fond plat	50	NC -
047621	Plaque blanche Microfluor 1, fond plat	50	NC -
047623	Plaque blanche Microfluor 2, fond plat	50	NC -
047625	Cliniplaque 96 noire UB	50	NC -

UB : fixation moyenne ; EB : fixation élevée

## Microplaque UV 96 puits transparente



### ► Idéal pour la quantification d'acides nucléiques et de protéines à 260 et 280 nm

### ► Utilisable de -80 °C à +40 °C

### ► Volume par puits : 25 à 340 µl



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
047613	Plaque UV 96 puits fond plat	40	NC -

WEB



Retrouvez les microplaques à fixation universelle ou élevée Cliniplaques sur [www.dulis.be](http://www.dulis.be)