

## Jarres anaérobies avec racks pour boîtes de Petri

Pour la culture d'organismes en anaérobiose ou pour les organismes microaérophiles.

- Avec valves pour l'évacuation et le remplissage avec le gaz souhaité
- Containers robustes en acier inox
- Stables aux UV
- Faciles à nettoyer
- Couvercles en PVC
- Manomètres montés sur le couvercle, affichage de la pression positive de - 1 à + 0,2 bars



### Jarres anaérobies

Référence	Type	Pour	Vol. (l)	Dim. Ø x H (mm)	Matériau corps/couvercle	Connexions	Racks utilisables	Nbre de gaz pack	€ HT
110711	Crystal	15 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	PC transparent	2 valves, 1 manomètre	110723, 110728, 110724	1	NC -
110719	Large	15 boîtes de Petri, Ø 60-150 mm	6	175 x 260	Acier inox/ plastique noir	2 valves, 1 manomètre	110723, 110724, 110725, 110727, 110728, 110726	2	NC -
110720	Small	10 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	2	120 x 170	Acier inox/ plastique noir	2 valves, 1 manomètre	110723, 110724, 110728	1	NC -
110721	Standard	15 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Acier inox/ plastique noir	2 valves, 1 manomètre	110723, 110724, 110728	1	NC -
110722	Eco	15 boîtes de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Acier inox / PC transparent	Vis de ventilation	110723, 110724, 110728	1	NC -

### Racks

Référence	Désignation	€ HT
110723	Rack pour 10 boîtes de Petri, Ø 60 - 100 mm	NC -
110724	Rack pour 15 boîtes de Petri, Ø 60 - 100 mm	NC -
110725	Rack pour 10 boîtes de Petri, Ø 60 - 150 mm	NC -
110726	Rack pour 45 boîtes de Petri, Ø 60 mm	NC -
110727	Rack pour plaques multipuits	NC -
110728	Rack pour 9 tubes, Ø 18 mm	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
110712	Sachet GasPack Kit anaérobic, capacité 3,5 l	10	NC -
110713	Sachet GasPack Kit CO <sub>2</sub> , capacité 2,5 l	10	NC -
110714	Sachet GasPack Kit microaerophil, capacité 3,5 l	10	NC -
110715	Indicateur test anaerobiosis	100	NC -

## Jarres anaérobiose

### GASPAK 100


- Livré complet
- Avec racks pour 12 boîtes



Référence	Désignation	€ HT
260626	Jarre anaérobiose	NC -

### GASPAK EZ

- Pour 15 ou 30 boîtes



Réf.	Jarre anaérobiose	€ HT
260671	pour 15 boîtes	NC -
260672	pour 30 boîtes	NC -

### Portoirs

Référence	Désignation	€ HT
260673	Portoir pour 15 - 18 boîtes de petri pour GasPak™ EZ standard	NC -
260674	Portoir pour 30 - 33 boîtes de petri pour GasPak™ EZ large	NC -

## Production et Indicateur atmosphère anaérobie



Un pad est saturé avec du bleu de méthylène. Cette couleur vire de bleu en incolore en l'absence d'oxygène.

- Permet de produire une atmosphère anaérobie
- Indicateur de l'atmosphère anaérobie
- Pour jarre ronde ou jarre EZ
- Par pack de 20

Ref.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
0260001	Système production atmosphère anaérobie	20	NC -
176047	Bandelette indicatrice d'atmosphère anaérobie	100	NC -

## Production atmosphère en poche



- Peut contenir 2 boîtes de Petri diamètre 90 mm
- Par pack de 20

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
260683	Système production atmosphère anaérobie GasPak EZ	20	NC -
260684	Système production atmosphère CO <sub>2</sub> GasPak EZ	20	NC -