


Pipettes de transfert

- > 25 modèles différents, adaptés à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- > A usage unique
- > Poire intégrée à la pipette
- > 1 version non stérile et 2 versions stériles

- > Pipettes stériles : emballage individuel (papier/plastique) ou multiple
- > En polyéthylène, incassables, non toxiques, à faible affinité pour les protéines

Sélectionnez votre pipette de transfert en fonction du volume du bulbe souhaité.

	OUVERTURE LARGE	GRADUEES					STANDARD	
Volume du bulbe (ml)	4,8	0,8	2,2	3,4	1,8	3,2	0,9	1,9
Longueur (mm)	137	116	140	155	152	155	87	129
Goutte par ml	16	21	25	25	24	20	25	25
Volume bulbe + tige (ml)	9,3	1,5	3,9	5,8	4,8	7,5	1,7	4
1ère / dernière grad. (ml)	-	0,1 / 0,3	0,25 / 1	0,25 / 1	0,5 / 2	0,5 / 3	-	-



 Volume goutte (µl)

Non stérile	043337	043282	043212	043222	043274	043225	043273	043335
Boîte de	250	500	500	500	500	500	500	400
€ HT/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Stérile/1	043338	043282S	043212S	043222S	043274S	043225S	043273S	043335S
Boîte de	250	500	500	500	500	500	500	400
€ HT/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Stérile/10	043339B*	043282M	043212M	043222M	043274M	043225M	043273M	043335M
Boîte de	400	500	500	500	500	500	500	400
€ HT/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

MICROBIO :
ANALYSES ET
MESURES