


## Microtubes EasyFit® Treff®



	CleanRoom Pure®			LoTrace® DNA			
Volume (ml)	0,5		1,5		2,5	0,5	1,5
Diamètre (mm)	10	10	12,8	12,8	12,8	10	12,8
Hauteur (mm)	30	30	38,8	38,8	38,7	30	38,8
Matière	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge
Stérile	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Type de bouchon	Snap EasyFit®						
Autoclavable	oui						
Vitesse max de centrifugation (g)	30000						
Graduation	Oui						
Zone de marquage	Oui						
Températures d'utilisation	-195 °C à +121 °C						
Spécificités	Pour un usage général ; ouverture facile ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR				Faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général ; ouverture facile ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR		
<b>Unités/carton</b>	500 microtubes		1000 microtubes			2000 microtubes	1000 microtubes
Naturel	<b>034001</b>	<b>034159</b>	<b>034013</b>	<b>034013S</b>	<b>982854</b>	<b>982748</b>	<b>982749</b>
Jaune	<b>034003</b>	-	<b>034015</b>	-	-	-	-
Vert	<b>034004</b>	-	<b>034016B</b>	-	-	-	-
Bleu	<b>034005</b>	-	<b>034017</b>	-	-	-	-
Rose	<b>034002</b>	-	<b>034014</b>	-	-	-	-
€ HT/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

### ASTUCE



► **CapLock :**  
Capuchons totalement étanches, verrouillage double prévenant l'ouverture du capuchon lors de l'incubation



► **EasyFit :**  
Pour utilisation générale et stockage



► **ClickFit :**  
Fermeture renforcée, particulièrement adapté aux applications de chauffage