

Filtres événements Midisart 2000



- ▶ Evénements stériles pour les fermenteurs, bonbonnes et incubateurs à CO₂ de 6 à 120 litres
- ▶ Utilisables comme filtres de solution aqueuse
- ▶ Egalement pour la stérilisation en ligne

Corps de filtre / Membrane	PTFE - renforcé par polypropylène / Polypropylène
Diamètre de la membrane	64 mm
Débit d'air à Δp = 0,1 bar (1,45 psi*)	Porosité 0,2 µm : 5,0 l/min Porosité 0,45 µm : 8,5 l/min

Midisart 2000 stérile

Réf.	Connecteurs	Seuil de filtration	Unités/carton	€ HT/carton
036895	-	0,45 µm	12	NC -
147083	-	0,45 µm	25	NC -
147084	1/8" et NTP	0,45 µm	12	NC -
147085	1/8" et NTP	0,45 µm	25	NC -
146902	Olive (Ø 4-12 mm)	0,2 µm	12	NC -
147806	Olive (Ø 4-12 mm)	0,2 µm	25	NC -
147807	1/8" et NTP	0,2 µm	12	NC -
147808	1/8" et NTP	0,2 µm	25	NC -

Midisart 2000 non stérile

Réf.	Connecteurs	Seuil de filtration	Unités/carton	€ HT/carton
073011	Olive (Ø 4-12 mm)	0,2 µm	100	NC -
147809	Olive (Ø 4-12 mm)	0,2 µm	500	NC -
147813	Olive fine (Ø 4-12 mm)	0,2 µm	100	NC -

Filtres seringue Minisart® RC



- ▶ Avec membrane en cellulose régénérée, hydrophiles
- ▶ Non stériles, autoclavables
- ▶ Pour l'ultra nettoyage de solutions aqueuses et de solvants organiques
- ▶ Connexion : entrée luer lock, sortie luer

Réf.	Seuil de rétention (µm)	Ø (mm)	Surface de filtration (cm²)	Débit (ml/mm)	Volume mort (ml)	Unités/carton	€ HT/carton
147072	0,2	4	0,07	3,5	0,005	50	NC -
147867	0,45	4	0,07	3,5	0,005	50	NC -
147846	0,2	15	1,7	10	0,15	50	NC -
147847	0,45	15	1,7	30	0,01	50	NC -
147848	0,2	25	4,8	40	0,15	50	NC -
147849	0,45	25	4,8	100	0,15	50	NC -

Filtres seringue Minisart® SRP



- ▶ Avec membrane en PTFE, hydrophobes
- ▶ Non stériles, autoclavables
- ▶ Pour l'ultra nettoyage de solutions agressives, d'échantillons HPLC et GC
- ▶ Connexion entrée luer lock femelle

Réf.	Seuil de rétention (µm)	Ø (mm)	Surface de filtration (cm²)	Débit (ml/mm)	Unités/carton	€ HT/carton
147840	0,2	15	0,6	0,01	50	NC -
147841	0,45	15	0,9	0,01	50	NC -
147842	0,2	25	1,7	0,1	50	NC -
147843	0,45	25	3	0,1	50	NC -

Filtres seringue Minisart® High Flow



- ▶ Prêts à l'emploi, stériles en emballage individuel
- ▶ Membrane en PES (Poly Ether Sulfone) : large compatibilité chimique - Gamme de pH : 1 à 14
- ▶ Débit et capacité de filtration élevés
- ▶ Diamètre membrane : 28 mm / diamètre corps de filtre en cryolite : 33 mm
- ▶ Raccord entrée LL femelle

Minisart High Flow (membrane Polyéthersulfone / Cryolite)

Seuil de filtration (µm)	Sortie Luer Lock (LL)			Sortie Luer Tip (LT)		
	Stérile O.E.	Stérile gamma	Non stérile	Stérile O.E.	Stérile gamma	Non stérile
0,1	146610	-	-	-	-	-
0,2	146611	146613	146564NS	146612	-	150493
0,45	146615	-	146616	146559	146614	146626
Unités/boîte	50	50	500	50	50	500
€ HT/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

WEB



Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver le Guide d'utilisation des filtres-seringue Minisart® Sartorius