

Unités de filtration Steritop pour flacons

Pour filtrer dans des flacons des volumes de 150 ml à 1 L.

- Pour tous flacons de col 33 ou 45 mm
- Stériles, emballage individuel
- Support : polystyrène
- Surface de filtration : 40 cm²
- Température d'utilisation : 45 °C maximum
- Membrane Express Plus 0,22 µm PES

Le flacon de stockage est à commander séparément.



Préfiltre pour solution difficile

Référence	Désignation	Unité d'emb.	€ HT
051259	Préfiltre pour solution difficile	100 membranes	NC -

Volume entonnoir (ml)	Taille des pores (µm)	Unités/carton	Ø col (mm)	Steritop 33 mm	Steritop 45 mm	Flacons vides stériles en PS col 45 mm sans filtre
				Référence	Référence	
150	0,22	12	Référence	-	051266B	-
			€ HT/carton	-	NC -	-
250	0,22	12	Référence	-	051267B	-
			€ HT/carton	-	NC -	-
500	0,22	12	Référence	051263	051268B/051806B*	051273B
			€ HT/carton	NC -	NC - / NC -	NC -
1000	0,22	12	Référence	-	051269B	051274B
			€ HT/carton	-	NC -	NC -

* Membrane Durapore PVDF

Unités de filtration Millicup Flex

- Compatibles avec les membranes de diamètre 47 mm
- Volume d'entonnoir 250 ml
- Pour flacons à col GL-45 (non inclus)
- Version semi-réutilisable : lot de 10 entonnoirs avec 2 supports membranes et 2 raccords pour tuyaux
- Version à usage unique : lot de 10 entonnoirs avec 10 supports membranes et 10 raccords pour tuyaux
- Pour filtration des solutions aqueuses et organiques
- Support : polypropylène
- Non stériles

Référence	Désignation	€ HT les 10
236133	Unité de filtration Millicup Flex semi-réutilisable	NC -
236134	Unité de filtration Millicup Flex à usage unique	NC -



FILTRATION
SÉPARATION

Unités de filtration sous pression Sterivex

	Membrane	Express (PES) GP	Durapore (PVDF) GV	Durapore (PVDF) HV
Connexion	Taille des pores (µm)	0,22	0,22	0,45
Avec embout LL femelle et cloche de remplissage	Référence	051188	051191	051194
	Unité d'emb.	10	10	10
	€ HT les 10	NC -	NC -	NC -
Avec embout LL mâle	Référence	051189	051192	051195
	Unité d'emb.	15	15	15
	€ HT les 15	NC -	NC -	NC -
Avec embout cranté mâle	Référence	051208	051206	051215
	Unité d'emb.	15	15	15
	€ HT les 15	NC -	NC -	NC -

Pour la filtration stérilisante ou la clarification de solutions aqueuses, pour des volumes allant jusqu'à 2 L.

- Surface de filtration : 10 cm²
- Volume mort < 200 µl après purge
- Pression : 3 bars maximum
- Matériau unité : Eastar
- Stérilisation rayons gamma
- Fonctionnent sous pression avec une seringue, une pompe péristaltique ou un récipient sous pression

