

Bouchons avec bague d'inviolabilité Duran®

Le bouchon avec bague d'inviolabilité en polypropylène Schott, pour flacon de laboratoire (filetage DIN) ISO 4796, assure la confidentialité du contenu de votre flacon.

- Filetage : GL 45
- Matériel de fabrication : polypropylène
- Température maximum d'utilisation : jusqu'à 140 °C
- Joint à lèvres en silicone recouvert de PTFE

Principe :

- à la première ouverture, la bague d'inviolabilité sera brisée, le contenu du flacon ne sera plus garanti ;
- après la première utilisation, possibilité de ré-utiliser le capuchon comme capuchon simple de flacon de laboratoire ;
- pas de perte de liquide grâce aux bagues anti-goutte en polypropylène.



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
090349	Capuchon à joint à lèvres	10	NC -
091848	Capuchon à joint silicone/PTFE	10	NC -

Bouchons ISO à ouverture centrale

- En PBTP avec ouverture centrale
- Pour le passage d'une électrode ou le prélèvement à travers un septum
- Conçus pour les flacons en verre de type ISO



Bouchons seuls

Référence	GL	Diamètre trou (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
046656	18	11	10	NC -
046431	25	15	10	NC -
046432	32	20	10	NC -
046685	45*	34	10	NC -

* version crénelée

Septum ISO seul

Septum en caoutchouc silicone ou en silicone recouvert de PTFE pour les bouchons ISO à ouverture.

GL	ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Silicone			Silicone recouvert PTFE		
			Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton
18	16	2	046657	10	NC -	-	-	-
25	22	2	046434	10	NC -	046437	10	NC -
32	29	2	046435	10	NC -	046438	10	NC -
45	42	3	046436	10	NC -	-	-	-

Bouchons multi-voies Smart Waste Caps

Bouchons de sécurité pour bouteilles type Nalgene.

- 2 tailles de col : B53 et B83
- Bouchons en PP, corps en PTFE et joint en viton
- Avec écrous et ferrules 1/8"
- Equipés d'une sortie leak et d'un filetage pour cartouche charbon actif

Col	1 entrée	2 entrées	3 entrées	2 leaks	€ HT
B53	107013	107014	107015	107016	NC -
B83	107021	107022	107023	107024	NC -



Filtres avec charbon actif Smart Waste Caps

- Piège efficacement les vapeurs à plus de 95 %
- Adaptés aux emplacements pour cartouche de charbon actif

Référence	Désignation	Durée d'utilisation	€ HT
107025	Filtre à charbon actif de 25 grammes	3 mois	NC -
107026	Filtre à charbon actif de 50 grammes	6 mois	NC -
107027	Filtre à charbon actif de 50 grammes, avec capuchon anti-éclaboussure	6 mois	NC -
107028	Filtre à charbon actif de 100 grammes	12 mois	NC -

