

## Stéranios 2 % et Opaster'Anios - Désinfection totale à froid des instruments



- ▶ **Mode d'emploi**
  - Prêt à l'emploi : ne pas diluer
  - Nettoyer et rincer très soigneusement tout instrument avant le trempage
  - Temps de trempage selon le spectre d'efficacité recherché :
    - bactéricide, fongicide, virucide : 20 minutes
    - sporicide : 1 heure

Désinfectant à froid des instruments.

- ▶ **Stéranios 2 %**
  - ▶ **Simple : pas d'activateur de pH neutre**
  - ▶ **Efficace : bactéricide, fongicide et virucide en 20 minutes, sporicide en 1 heure**
- ▶ **Opaster'Anios**
  - ▶ **Désinfectant de haut niveau pour dispositif médicaux thermosensibles**
  - ▶ **Activité bactéricide, virucide, fongicide, et mycobactéricide en 5 min.**
  - ▶ **Effet anti-corrosif vi-à-vis des métaux stérile ou filtrée 0,2 µm**
  - ▶ **Large compatibilité avec tout type de matériaux**
  - ▶ **Actif sur Clostridium Difficile 0127**

### Steranios 2 %

Référence	Désignation	€ HT
059604	Stéranios 2 %, bidon de 5 litres	NC -
059605	Stéranios 2 %, 4 bidons de 5 litres	NC -

### Opaster'Anios

Référence	Désignation	€ HT
059917A	Opaster'Anios, bidon de 5 litres	NC -
059917	Opaster'Anios, 4 bidons de 5 litres	NC -
059987	Bandelettes de contrôle - tube de 50	NC -

## Bacs de trempage ANIOS



Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection de l'instrumentation.

- ▶ **Deux modèles : 2 et 5 litres**
- ▶ **A utiliser avec SterAnios et Aniosyme DD1**
- ▶ **Version 2 litres avec ou sans fente sur le couvercle**

Référence	Modèle	Dim. int. (mm)	Dim. ext. (mm)	€ HT
059815	2 l.	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	NC -
059817	2 l. avec fente	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	NC -
059816	5 l.	365 x 255 x 125	430 x 290 x 125	NC -

WEB



Retrouvez tous nos bacs de trempage sur [www.dulis.be](http://www.dulis.be)

## Bac de trempage autoclavable



- ▶ **Pour la pré-désinfection et la désinfection**
- ▶ **Bac en polypropylène autoclavable à 134 °C pendant 18 min**
- ▶ **Equipé d'une poissonnière et d'un couvercle**

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	Volume (l)	€ HT
972534	Bac	257 x 180 x 128	3	NC -
972536	Bac + plateau	890 x 200 x 145	12	NC -

## Bac de trempage non autoclavable



- ▶ **Pour la pré-désinfection et la désinfection**
- ▶ **Equipé d'une poissonnière et de poignées creuses**
- ▶ **Couvercle transparent anti-projection facilitant l'introduction d'objets sans ouverture du couvercle**

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	Volume (l)	€ HT
972538	Bac	550 x 200 x 120	5	NC -
972539	Bac sans robinet	390 x 290 x 170	10	NC -
972540	Bac avec robinet	615 x 400 x 220	30	NC -