

Stomacher® 3500 et Stomacher® 3500 Thermo

Pour le malaxage de gros volumes d'échantillons jusqu'à 3500 ml.
Un modèle avec résistance chauffante a été spécialement conçu pour le traitement de certains échantillons.

- Pour des volumes allant de 1000 et 3500 ml directement en sachets stériles
- Chauffage jusqu'à 50 °C (uniquement Stomacher® 3500 Thermo)

| Référence | Désignation | € HT |
|-----------|------------------------|------|
| 3193154 | Stomacher® 3500 | NC - |
| 3193156 | Stomacher® 3500 Thermo | NC - |



Rack 3 places



Sachets stériles et racks

| Réf. | Désignation | Dim. sachets (mm) | Volume échantillons (ml) | Unités/carton | € HT/carton |
|---------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 3193173 | Sachet stérile standard | 380 x 510 | 400-3500 | 5 lots de 50 (250) | NC - |
| 3193174 | Sachet stérile standard renforcé | 380 x 510 | 400-3500 | 10 lots de 20 (200) | NC - |
| 3193180 | Rack 3 places | - | - | 1 | NC - |





Photo 1 : sachets stériles ; de gauche à droite :
- sachet stérile standard pour Stomacher® 400 ;
- sachet stérile micro pour Stomacher® micro 80 ;
- sachet stérile à fermeture pour Stomacher® 400 ;
- sachet micro à fermeture ;
- sachet standard pour Stomacher 400.

Photo 2 : à gauche, sachet stérile à fermeture pour Stomacher® 80.
À droite : sachet stérile à filtre pour Stomacher® 400.

Photos 3 et 4 : sachet stérile à filtre et fermeture.

Malaxeur MiniMix CC



Sachets pour malaxeurs : voir page suivante



Malaxeur de laboratoire pour les petits échantillons de 5 à 80 ml.
Précis, compact et équipé d'un écran digital multifonction et du système Click and Clean® pour un nettoyage intégral des pales et de la chambre de malaxage.

| Référence | Désignation | € HT |
|-----------|----------------------------------|------|
| 150319 | Malaxeur MiniMix CC avec fenêtre | NC - |
| 140822 | Malaxeur MiniMix CC fermé | NC - |

Malaxeurs BagMixer P



Pas de contact direct avec l'échantillon traité, ce qui éviter tout risque de contamination. Un minuteur permet de régler la durée de malaxage. Les BagMixer sont adaptés aux sachets de 80 ml et de 400 ml.

| Référence | Désignation | € HT |
|-----------|------------------------------|------|
| 140820 | Malaxeur BagMixer 400P fermé | NC - |