

Microcentrifugeuse ClearLine® pour microtubes

ClearLine®

Microcentrifugeuse d'appoint pour microtubes 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml (à placer dans les microtubes 1,5 ml) ou 0,2 ml.

Livrée avec 2 rotors : un rotor pour 6 microtubes 1,5 / 2 ml et un rotor pour 2 barrettes de 8 microtubes PCR 0,2 ml.

- **Interrupteur Arrêt-Marche**
- **Silencieux stable**
- **Couvercle translucide verrouillable**
- **Rotor à angle fixe**

Capacité maximale	6 microtubes de 1,5 ml ou 2 barrettes de 8 microtubes
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	2000
Minuterie	non
Nombre de rotors	1 rotor pour 6 microtubes et 1 rotor pour 2 barrettes inclus
Référence	037997
€ HT	NC -



Centrifugeuse Wonder Multi spin

Rotor	MA-1	PA-1
Capacité	8 x microtubes 1,5/2 ml	16 x tubes PCR 0,2ml (2 barrettes)
Vitesse (rpm)	6000	6200
Accélération RCF (g)	1310 à 2960 (2 ml) 1260 à 2840 (1,5 ml)	Max. 1200 à 2690 Min. 810 à 1820
Conditions d'utilisation	5 à 35 °C, 75 % humidité	
Dimensions L x l x h (mm)	150 x 163 x 113	
Poids (g)	600	
Alimentation	240V 50/60 Hz 4 batteries AA	
Référence	020048	
€ HT	NC -	

- **Centrifugeuse sur batterie ou sur secteur**
- **2 rotors inclus : pour 8 microtubes 2 ml ou 8 tubes PCR 0,2 ml**
- **Timer 6 minutes**
- **Système de détection de déséquilibre**



Minicentrifugeuse MyFuge 12

- **Puissance : 100 à 240 V, 50-60 Hz**
- **Possibilité de centrifuger simultanément 12 microtubes et 4 barrettes de tubes PCR**

Capacité maximale	12 tubes de 1,5 et 2 ml et 32 tubes PCR de 0,2 ml (ou 4 barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml)
Vitesse (rpm)	5500
Accélération RCF (g)	2000
Nombre de rotors	1 rotor inclus
Ø x l x h (cm)	14 x 20 x 11,20
Poids (kg)	5
Référence	060973
€ HT	NC -

Référence	Désignation	€ HT
060974	Adaptateur pour tubes 0,5 ml tubes (les 6)	NC -
060975	Adaptateur pour tubes 0,2 ml tubes (les 6)	NC -



Un rotor unique pour tubes et barrettes de tubes